

유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd44 단일클론 항체 () - P15379

품목 번호: CM0011806



소개

마우스 CD44 항원에 대한 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 림프구 귀소, 세포 부착 및 이동에 관여하는 히알루론산 수용체를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD44 mAb
비고/별칭	Ly-24; Pgp-1; HERMES
종	마우스
유전자 ID (인간)	960
유전자 ID (마우스)	12505
면역원	마우스 CD44의 아미노산 23~176번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_033981.2).
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P15379
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스팩