


토끼 항마우스 Cd44 단클론 항체 (If/Icc, Fc용) - P15379

품목 번호: CM0008848



소개

마우스 CD44(Ly-24/Pgp-1/HERMES)에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 면역형광(IF/ICC) 및 유세포 분석(FC)에서 검증되었습니다. 마우스 모델에서 세포 접착, 이동 및 림프구 귀향 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD44 mAb
별칭	Ly-24; Pgp-1; HERMES
반응 종	마우스
유전자 ID (인간)	960
유전자 ID	12505
면역원	마우스 CD44 (NP_033981.2)의 아미노산 23-176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P15379
단백질 분자량	85kDa
배송 방식	아이스백