

Rabbit Anti-Mouse Cd45 단일클론 항체 - P06800

품목 번호: CM0008979

소개

유세포 분석용 Rabbit anti-Mouse CD45 단일클론 항체. 마우스 CD45에 특이적이며 FC용으로 검증되었고, 단백질 분자량은 130/140/144 kDa입니다. 면역세포 식별 및 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD45 단일클론 항체
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
종	마우스
GeneID (사람)	5788
GeneID (마우스)	19264
면역원	마우스 CD45의 아미노산 26-566에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001104786.2)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송	아이스팩