

유세포 분석용 토끼 유래 마우스 항-Cd45 단클론 항체 - P06800

품목 번호: CM0011125

소개

유세포 분석 검증이 완료된 마우스 CD45에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 130~144 kDa 범위의 동형단백질을 인식합니다. 면역세포 프로파일링 및 티로신 포스파타아제 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 마우스 항-CD45 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
반응 종	마우스
인간 유전자 ID	5788
유전자 ID	19264
면역원	마우스 CD45 아미노산 26-566번 서열을 포함하는 재조합 융합단백질 (NP_001104786.2)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송 방법	아이스 팩