

토끼 유래 마우스 Cd45 단일클론 항체 (If/Icc 및 Fc용) - P06800

품목 번호: CM0008735

소개

마우스 CD45(PTPRC)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체로, 면역형광(IF/ICC) 및 유세포분석(FC)에서 검증되었습니다. 마우스 시료에서 백혈구 공통 항원(L-CA)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 마우스 CD45 단일클론 항체
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
반응 종	마우스
인간 유전자 ID	5788
유전자 ID	19264
면역원	제조항 단백질: 마우스 CD45 (NP_001104786.2)의 아미노산 26-566에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송	아이스백