

마우스 Cd45 토끼 단클론 항체 (If/Icc, Fc용) - P06800

품목 번호: CM0008853

소개

마우스 CD45(PTPRC)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 면역형광 및 유세포 분석에서 검증되었으며, 마우스 시료의 백혈구 동정 및 T 세포 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터      | 값                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명       | 토끼 항-마우스 CD45 mAb                                               |
| 비고/별칭     | loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4                 |
| 반응 종      | 마우스                                                             |
| 인간 유전자 ID | 5788                                                            |
| 유전자 ID    | 19264                                                           |
| 면역원       | 마우스 CD45(NP_001104786.2)의 아미노산 26-566에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 유래        | 토끼                                                              |
| 카테고리      | 단클론 항체                                                          |
| 적용 분야     | IF/ICC, FC                                                      |
| 교차 반응성    | 마우스                                                             |
| SWISS     | P06800                                                          |
| 단백질 분자량   | 144kDa                                                          |
| 배송 방식     | 아이스백                                                            |