

토끼 항마우스 Cd45.1 단클론 항체 - P06800

품목 번호: CM0005600

소개

마우스 CD45.1(P06800)에 대한 결합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증된 이 항체는 마우스 모델에서 백혈구 집단의 민감한 검출을 가능하게 합니다. 면역표현형 분석 및 T세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD45.1 단클론 항체
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
종	마우스
인간 유전자 ID	5788
유전자 ID	19264
면역원	합성 펩타이드 마우스 CD45.1(NP_001104786.2)의 아미노산 311-410번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송 방식	아이스백