

마우스 Cd45.1 항체에 대한 토끼 단일클론항체(Fc용) - P06800

품목 번호: CM0007728

소개

마우스 CD45.1에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 면역표현형 분석, T세포 활성화 연구 및 마우스 모델에서 CD45 동종형 구별에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 CD45.1에 대한 토끼 단일클론항체(mAb)
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
종	마우스
GeneID (사람)	5788
GeneID	19264
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130 kDa/140 kDa/144 kDa
배송	아이스팩