

유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd45.1 단일클론 항체 - P06800

품목 번호: CM0011834

소개

고품질 접합된 토끼 유래 생쥐 CD45.1 단일클론 항체로, 백혈구 공통 항원을 표적합니다. 생쥐 샘플에서 검증되었으며, 면역표현형 분석 및 T 세포 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD45.1 mAb
비고/별칭	loc, B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4
종	생쥐
유전자 ID (인간)	5788
유전자 ID	19264
면역원	합성 펩타이드, 생쥐 CD45.1 (NP_001104786.2)의 아미노산 311-410 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	생쥐
SWISS	P06800
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송	아이스백