

유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd47 Mab - Q61735

품목 번호: CM0005370

소개

마우스 CD47(IAP)을 표적하는 로 접합된 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 사용됩니다. 세포 외 도메인(aa 19-135)을 인식하며, 면역학, 줄기세포 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Mouse CD47 mAb
비고/별칭	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
종	마우스
GeneID (인간)	961
GeneID	16423
면역원	마우스 CD47 (NP_034711.1)의 아미노산 19-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61735
단백질 분자량	33KDa/35KDa
배송	아이스백