

Rabbit Anti-Mouse Cd47 Mab For Flow Cytometry - Q61735

품목 번호: CM0009440

소개

마우스 CD47 (IAP)에 대한 고특이성 결합 토끼 단일클론 항체. 재조합 면역원 (aa 19-135). 마우스 CD47에 특이적으로 반응합니다. 면역학 및 면역종양학 연구를 위한 유세포분석(FC)용으로 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD47 mAb
비고/별칭	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	961
GeneID	16423
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD47 (NP_034711.1)의 아미노산 19-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q61735
단백질 분자량	33KDa/35KDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)