

Rabbit Anti-Mouse Cd47 Mab For Flow Cytometry - Q61735

품목 번호: CM0008483

소개

유세포 분석용 마우스 CD47 (IAP)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. 세포외 도메인 (aa 19-135)을 인식합니다. 면역 및 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD47 mAb
비고/별칭	IAP; Itgp; 9I30415E20Rik; B430305P08Rik
종	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	961
유전자 ID	16423
항원	제조항 단백질; 마우스 CD47 (NP_034711.1)의 아미노산 19-135에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	Q61735
단백질 분자량	33KDa/35KDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)