

토끼 항-마우스 Cd48 단일클론 항체(Fc용) - P18181

품목 번호: CM0008000



소개

유세포 분석용 마우스 CD48(SLAMF2/BCM1)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. 마우스 반응성이 검증되었으며, 표적 단백질 분자량은 27kDa입니다. T 세포 및 NK 세포 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	토끼 항-마우스 CD48 mAb
비고/별칭	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
종	마우스
GeneID(인간)	962
GeneID	12506
면역원	제조합 단백질 마우스 CD48(NP_031675.1)의 아미노산 23-216에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18181
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩