

토끼 항마우스 Cd48 단클론 항체 (Fc용) - P18181

품목 번호: CM0009563



소개

유세포 측정법(FC)에 사용되는 토끼 단클론 항마우스 CD48 항체입니다. T세포 및 NK세포 신호 전달을 조절하는 GPI 고정 SLAM 패밀리 수용체인 마우스 CD48과 반응합니다. 면역표현형 분석 및 면역세포 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD48 mAb
비고/별칭	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
종	마우스
유전자 ID (인간)	962
유전자 ID	12506
면역원	마우스 CD48 (NP_031675.1)의 아미노산 23-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18181
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스 팩