

토끼 항-마우스 Cd48 단일클론 항체 (Fc용) - P18181

품목 번호: CM0010765



소개

유세포 분석(Flow Cytometry)용 마우스 CD48(SLAMF2) 대상 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 면역 세포의 CD48 검출을 위해 검증되었으며, T 세포 및 NK 세포 신호 전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD48 mAb
비고/별칭	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
종	마우스
GeneID (인체)	962
GeneID	12506
면역원	재조합 단백질 (마우스 CD48의 아미노산 23-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_031675.1))
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18181
단백질 중량	27 kDa
배송	아이스팩