

Fc용 토끼 항-마우스 Cd48 단일클론 항체 - P18181

품목 번호: CM0011891



소개

마우스 CD48(SLAMF2)을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. T 세포와 NK 세포의 면역세포 활성화 및 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD48 mAb
비고/별칭	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
종	마우스
GeneID (Human)	962
GeneID	12506
면역원	마우스 CD48(NP_031675.1)의 아미노산 23-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18181
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩