

토끼 항-마우스 Cd48 단일클론 항체, Fc용 - P18181

품목 번호: CM0007875



소개

유세포 분석(FC)을 위해 마우스 CD48을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체. 면역원: 재조합 마우스 CD48 세포외 도메인(aa 23-216). CD48은 GPI로 고정된 SLAM 계열 수용체로, 면역세포 활성화와 NK 세포 세포독성을 매개합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD48 mAb
비고/별칭	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
종	마우스
유전자 ID (인간)	962
유전자 ID	12506
면역원	마우스 CD48의 아미노산 23-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_031675.1)
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18181
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩