

유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd48 단일클론 항체 - P18181

품목 번호: CM0005034



소개

마우스 CD48 (SLAMF2)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. T-세포 및 NK-세포 활성화 연구를 포함하는 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD48 mAb
비고/별칭	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
종	마우스
GeneID (인간)	962
GeneID	12506
면역원	재조합 단백질: 마우스 CD48 (NP_031675.1)의 아미노산 23-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18181
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백