

토끼 항-마우스 Cd5 단일클론 항체, Fc용 - P13379

품목 번호: CM0012316

소개

유세포 분석용 마우스 CD5(Ly-1)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. T 세포 및 B1a 세포 마커인 마우스 CD5를 검출합니다. 면역표현형 분석 및 림프구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD5 mAb
비고/별칭	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
종	마우스
유전자 ID(인간)	921
유전자 ID	12507
면역원	마우스 CD5(NP_031676.3)의 아미노산 25-371에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P13379
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩