

Rabbit Anti-Mouse Cd5 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P13379

품목 번호: CM0010486

소개

마우스 CD5 (Ly-1)를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었으며, T세포 및 B1a 세포 면역표현형 분석 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD5 mAb
비고/별칭	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
종(Species)	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	921
유전자 ID	12507
항원(Immunogen)	마우스 CD5 (NP_031676.3)의 아미노산 25-371에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P13379
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)