

유세포분석용 토끼 항생쥐 Cd5 단클론 항체 - P13379

품목 번호: CM0009104

소개

생쥐 샘플에서 유세포분석(FC)에 대해 검증된 토끼 항생쥐 CD5 단클론 항체입니다. T세포 표면 당단백 CD5(Ly-1)를 표적으로 합니다. T/B 세포 신호전달 및 항상성에 대한 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항생쥐 CD5 mAb
비고/별칭	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
종	생쥐
유전자ID (인간)	921
유전자ID	12507
면역원	생쥐 CD5 (NP_031676.3)의 아미노산 25-371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	생쥐
SWISS	P13379
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩