

토끼 항-마우스 Cd50/Icam-3 단일클론 항체, Fc용 - Q60625

품목 번호: CM0009212

소개

유세포 분석 응용을 위해 마우스 CD50/ICAM-3(ICAM-5/Telencephalin)을 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 마우스에서 검증되었으며, 97 kDa의 이 항체는 세포간 접착 분자 5를 직접 검출할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD50/ICAM-3 mAb
비고/별칭	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
종	마우스
유전자 ID(인간)	7087
유전자 ID	15898
면역원	마우스 CD50/ICAM-3(NP_032345.2)의 아미노산 32-227에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q60625
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백