

토끼 항마우스 Cd56/Ncam 단클론 항체 (Fc용) - P13595

품목 번호: CM0009630



소개

이 접합 토끼 단클론 항체는 마우스 CD56/NCAM을 특이적으로 인식하므로, 신경 세포 부착 분자 발현의 유세포 분석에 이상적인 도구입니다. 분자량이 67, 80, 93, 119 kDa인 다양한 아이소폼을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항마우스 CD56/NCAM 단클론 항체
비고/별칭	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1
종	마우스
유전자ID (인간)	4684
유전자ID	17967
면역원	마우스 CD56 (NP_001106675.1)의 아미노산 20-711에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P13595
단백질 분자량	67kDa/80kDa/93kDa/119kDa
배송 방식	아이스 팩