

Rabbit Anti-Mouse Cd59A 단일클론항체 (유세포 분석용) - O55186

품목 번호: CM0011951

소개

마우스 CD59a를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론항체, 유세포 분석용. 14kDa GPI 고정 막공격복합체 억제제를 검출하며 마우스와 교차반응. 보체 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD59a 단일클론항체
비고/별칭	Cd59; MACIF; MAC-IP
종	마우스
GeneID	12509 (마우스)
면역원	마우스 CD59a (NP_031678.1)의 아미노산 24-96에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	유세포 분석
교차 반응성	마우스
SWISS	O55186
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백