

토끼 항-마우스 Cd6 단일클론 항체 (Fc용) - Q61003

품목 번호: CM0011111

소개

마우스 샘플의 유세포 분석(FC)용으로 검증된 ABflo 647 접합 토끼 항-마우스 CD6 단일클론 항체입니다. T세포 활성화 및 면역 반응에 관여하는 T세포 분화 항원 CD6을 표적으로 하며, 면역학 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD6 mAb
비고/별칭	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
종	마우스
GeneID (인간)	923
GeneID	12511
면역원	마우스 CD6(NP_033982.3)의 20-155 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61003
단백질 무게	64kDa/68kDa/72kDa
배송	아이스팩