

유세포 분석용 토끼 항마우스 Cd62L 단클론 항체 - P18337

품목 번호: CM0012303

소개

가 결합된 마우스 CD62L(L-셀렉틴)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증되었으며 백혈구 접착 및 림프구 귀향 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD62L mAb
비고/별칭	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectin
종	마우스
유전자 ID (인간)	6402
유전자 ID	20343
면역원	마우스 CD62L(NP_035476.1)의 아미노산 39-332에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18337
단백질 분자량	42kDa
배송 방법	아이스 팩