

유세포 분석용 토끼 항-마우스 Cd62L 단일클론 항체 - P18337

품목 번호: CM0008867

소개

유세포 분석용으로 검증된 고품질 토끼 항-마우스 CD62L(L-셀렉틴) 단일클론 항체입니다. 림프구 귀소, 백혈구 부착 및 면역세포 이동 연구에 적합합니다. 재조합 면역원으로 제조되었으며, 마우스 CD62L을 인식하고 표적 분자량은 42 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD62L mAb
비고/별칭	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-셀렉틴
종	마우스
GeneID (인간)	6402
GeneID	20343
면역원	재조합 단백질
유래	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18337
단백질 분자량	42kDa
배송	얼음팩