

유래 토끼 항마우스 Cd66A/Ceacam1 단클론 항체 (Fc용) - P31809

품목 번호: CM0004730



소개

마우스 CD66a/CEACAM1을 표적으로 하는 접합 유래 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 면역표현형 분석, 면역 체크포인트 및 숙주-병원체 상호작용 연구를 용이하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	유래 토끼 항마우스 CD66a/CEACAM1 mAb
비고/별칭	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
종	마우스
인간 유전자ID	634
유전자ID	26365
면역원	마우스 CD66a/CEACAM1a (NP_001034274.1)의 아미노산 35-428에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P31809
단백질 분자량	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
배송 방식	아이스 팩