

## 토끼 항-마우스 Cd66A/Ceacam1 단일클론 항체 (Abflo 647) - 유세포 분석용 - P31809

품목 번호: CM0010699



### 소개

마우스 CD66a/CEACAM1에 대한 토끼 단일클론 항체로, ABflo 647에 직접 접합되었습니다. 마우스 샘플에서 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 면역 관문 및 바이러스 수용체를 표적으로 하며, 면역학 및 전염병 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터         | 세부 정보                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명          | Rabbit anti-Mouse CD66a/CEACAM1 mAb                                                                                         |
| 비고/별칭        | Bgp, Ccl, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a |
| 종            | 마우스 (Mouse)                                                                                                                 |
| GeneID (인간)  | 634                                                                                                                         |
| GeneID (마우스) | 26365                                                                                                                       |
| 면역원          | 마우스 CD66a/CEACAM1a (NP_001034274.1)의 아미노산 35-428에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질                                                  |
| 공급원          | 토끼 (Rabbit)                                                                                                                 |
| 카테고리         | 단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)                                                                                             |
| 애플리케이션       | FC (유세포 분석)                                                                                                                 |
| 교차 반응성       | 마우스 (Mouse)                                                                                                                 |
| SWISS        | P31809                                                                                                                      |
| 단백질 분자량      | 57kDa/50kDa/37kDa/30kDa                                                                                                     |
| 배송           | 아이스백                                                                                                                        |