

If/Icc 및 Fc용 Rabbit Anti-Mouse Cd68 Mab - P31996

품목 번호: CM0012365

소개

IF/ICC 및 FC 적용을 위한 마우스 CD68 (macrosialin)을 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 대식세포 및 수지상 세포에서 발현되는 리소좀/엔도좀 막 단백질을 인식합니다. - P31996.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD68 mAb
비고/별칭	Lamp4; gp110; Scard1
종	마우스
GeneID (Human)	968
GeneID	12514
면역원	마우스 CD68 (NP_001277987.1)의 아미노산 21-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P31996
단백질 분자량	34KDa
배송	아이스백