

유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd68 단일클론 항체 - P31996

품목 번호: CM0012623

소개

마우스 샘플에서 세포내 유세포 분석용으로 검증된 Rabbit anti-Mouse CD68 단일클론 항체. 대식세포 표지자 CD68(P31996)을 표적합니다. 면역학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD68 mAb
비고/별칭	Lamp4; gp110; Scard1
종	마우스
GeneID (Human)	968
GeneID (Mouse)	12514
면역원	마우스 CD68 (NP_001277987.1)의 아미노산 21-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석 (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	P31996
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백