

Rabbit Anti-Mouse Cd68 Monoclonal Antibody For If/Icc, Fc - P31996

품목 번호: CM0011734

소개

면역형광법 및 유세포 분석을 위한 마우스 macrosialin (CD68)을 표적하는 고품질 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 이 염료 표지 항체는 대식세포와 수지상세포에서 CD68 발현을 신뢰할 수 있게 검출하여 면역학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD68 mAb
비고/별칭	Lamp4; gp110; Scard1
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID (인간)	968
유전자 ID	12514
항원(Immunogen)	마우스 CD68 (NP_001277987.1)의 아미노산 21-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	IF/ICC, FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P31996
단백질 분자량	33KDa/34KDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)