

Rabbit Anti-Mouse Cd68 Monoclonal Antibody For If/Icc, Fc - P31996

품목 번호: CM0004327

소개

IF/ICC 및 유세포 분석용 마우스 CD68 (Macrosialin, Lamp4)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. 마우스 대식세포 검출을 위해 설계되었습니다. 연구 및 진단 응용 분야에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD68 mAb
비고/별칭	Lamp4; gp110; Scard1
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	968
GeneID	12514
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD68 (NP_001277987.1)의 아미노산 21-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	IF/ICC, FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P31996
단백질 분자량	33KDa/34KDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)