

토끼 항-마우스 Cd68 단일클론 항체 (세포 내 유세포 분석용) - P31996

품목 번호: CM0012121

소개

마우스 CD68(macrosialin, Lamp4, gp110)을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 내 유세포 분석(Intracellular Flow Cytometry)용으로 검증되었습니다. 마우스와 반응하며, 대식세포 및 수지상세포의 식세포 작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD68 mAb
비고/별칭	Lamp4; gp110; Scard1
종	마우스
GeneID (인체)	968
GeneID	12514
면역원	마우스 CD68의 아미노산 21-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_001277987.1).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (intra)
교차 반응성	마우스
SWISS	P31996
단백질 무게	35kDa
배송	아이스팩