

Rabbit Anti-Mouse Cd69 Mab For Fc - P37217

품목 번호: CM0004011

소개

마우스 CD69에 대한 로 접합된 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 적합합니다. 마우스 반응성 검증 완료; 초기 T-세포 활성화 및 면역 세포 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
비고/별칭	AIM; VEA; 5830438K24Rik
종	마우스
GeneID (Human)	969
GeneID	12515
면역원	제조항 단백질 마우스 CD69(NP_001028294.1)의 아미노산 64-199에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P37217
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩