

유세포측정용 토끼 항마우스 Cd69 단일클론항체 - P37217

품목 번호: CM0009429

소개

마우스 CD69에 대한 접합 토끼 단일클론항체로, 유세포측정에 대해 검증되었습니다. 마우스 샘플에서 T 세포, NK 세포 및 기타 면역 세포의 초기 활성화 항원 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD69 단일클론항체
비고/별칭	AIM; VEA; 5830438K24Rik
종	마우스
유전자ID (인간)	969
유전자ID	12515
면역원	마우스 CD69 (NP_001028294.1)의 아미노산 64-199번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P37217
단백질 분자량	22kDa
배송 방법	아이스백