

Rabbit Anti-Mouse Cd69 Monoclonal Antibody For Fc - P37217

품목 번호: CM0010542

소개

유세포 분석(FC)용 마우스 CD69 (AIM/VEA)를 타겟팅하는 접합 토끼 단클론성 항체입니다. 마우스 샘플과 반응합니다. T세포 활성화 및 면역 세포 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
비고/별칭	AIM; VEA; 5830438K24Rik
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	969
GeneID	12515
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 (Recombinant Protein)
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론성 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P37217
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)