

Rabbit Anti-Mouse Cd69 Monoclonal Antibody For Fc - P37217

품목 번호: CM0004753

소개

유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증된, 마우스 CD69 (AIM/VEA)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. T세포, NK세포 및 기타 면역 세포 하위 집단의 초기 활성화 항원을 검출하며, 면역종양학 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
비고/별칭	AIM; VEA; 5830438K24Rik
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	969
GeneID	12515
면역원(Immunogen)	마우스 CD69 (NP_001028294.1)의 아미노산 64-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P37217
단백질 분자량	22 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)