

토끼 항-마우스 Cd71 단일클론 항체(유세포 분석용) - Q62351

품목 번호: CM0012774

소개

마우스 CD71(트랜스페린 수용체 1)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 철 대사, 세포 증식 및 트랜스페린 수용체 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD71 mAb
비고/별칭	TR, TFR, p90, CD71, TFR1, Trfr, Mtvrl, 2610028K12Rik, E430033M20Rik
종	마우스
GeneID(인간)	7037
GeneID	22042
면역원	마우스 CD71(NP_035768.1)의 아미노산 89-763 영역에 해당하는 재조합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q62351
단백질 분자량	86kDa
배송 조건	얼음팩