


Rabbit Anti-Mouse Cd72 Mab For Fc - P21855

품목 번호: CM0012679



소개

로 컨쥬게이트된 마우스 CD72 (Lyb-2/Ly-32)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 검증되었습니다. 마우스 연구에서 B-세포 수용체 공동수용체 기능, 조절 T/B-세포 항상성, B-세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD72 mAb
비고/별칭	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
종	마우스
GeneID (Human)	971
GeneID	12517
면역원	마우스 CD72 (NP_031680.2)의 아미노산 226-354 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P21855
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백