


Rabbit Anti-Mouse Cd72 Mab - P21855

품목 번호: CM0004116



소개

유세포 분석용 Rabbit anti-Mouse CD72 mAb. 마우스 CD72(Lyb-2, Ly-32), 즉 B 세포 분화 항원 및 BCR 공동 수용체를 인식합니다. 토끼 유래 단일클론 항체로, 연구 환경에서 B 세포 면역표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD72 mAb
비고/별칭	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	971
GeneID	12517
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P21855
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스백