


토끼 항마우스 Cd72 단클론 항체 (Fc용) - P21855

품목 번호: CM0011174



소개

유세포 분석용 마우스 CD72를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 교차반응성이 검증되었으며 분자량은 40kDa로 B세포 공동수용체 및 B세포 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD72 mAb
비고/별칭	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
종	마우스
유전자ID (인간)	971
유전자ID	12517
면역원	마우스 CD72 (NP_031680.2)의 아미노산 226-354 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P21855
단백질 분자량	40kDa
배송 방법	아이스 팩