

Rabbit Anti-Mouse Cd79B Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P15530

품목 번호: CM0009453



소개

플로우 사이토메트리에 대해 검증된 접합 토끼 단일클론 항체(마우스 CD79b (B29/Ig-beta) 표적). B세포 수용체 신호 전달 연구 및 면역 표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD79b mAb
비고/별칭	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	974
GeneID	15985
면역원(Immunogen)	마우스 CD79b (NP_032365.1)의 아미노산 26-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P15530
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)