

유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd80 단일클론항체 - Q00609

품목 번호: CM0009216



소개

유세포 분석용으로 검증된 Rabbit anti-Mouse CD80 단일클론항체입니다. 활성화된 B세포와 단핵구에 존재하는 공동자극 분자인 마우스 CD80(B7-1)을 검출합니다. T세포 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD80 mAb
비고/별칭	B71; Ly53; TSA1; Cd281; Ly-53; MIC17
종	마우스
GeneID (인간)	941
GeneID	12519
면역원	마우스 CD80 (NP_033985.3)의 아미노산 38-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q00609
단백질 분자량	34kDa/24kDa
배송	아이스백