

토끼 항-마우스 Cd80 단일클론 항체 유세포분석용 - Q00609

품목 번호: CM0009896



소개

토끼 항-마우스 CD80 단일클론 항체(FC)는 T세포 활성화에 중요한 보조자극 분자인 마우스 CD80/B7-1을 표적으로 합니다. 재조합 면역원이 특이성을 보장합니다. 면역세포 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD80 mAb
비고/별칭	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
종	마우스
GeneID (인간)	941
GeneID	12519
면역원	재조합 단백질 마우스 CD80(NP_033985.3)의 아미노산 38-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생성 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q00609
단백질 분자량	34kDa
배송 조건	아이스팩