

Rabbit Anti-Mouse Cd80 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q00609

품목 번호: CM0004461



소개

마우스 CD80 (B7-1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 와 결합되었습니다. 유세포 분석(FC)용으로 검증되었습니다. 재조합 면역원으로부터 제조되었습니다. 마우스 CD80에 특이적입니다. T세포 활성화 및 면역 관문 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD80 mAb
비고/별칭	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	941
GeneID	12519
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q00609
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백