

토끼 항-마우스 Cd82 단일클론 항체 (유세포 분석용) - P40237

품목 번호: CM0009250

소개

유세포 분석용으로 검증된 마우스
CD82(C33/IA4/Kail/Tspan27) 타겟 결합 토끼
단일클론 항체입니다. 타겟 단백질은 신호 전달, 세포
부착 및 이동에 관여하는
테트라스패닌(tetraspanin)입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD82 mAb
비고/별칭	C33; IA4; Kail; Tspan27
종	마우스
유전자 ID (인체)	3732
유전자 ID	12521
면역원	마우스 CD82의 1-266 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001258390.1)
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P40237
단백질 무게	30kDa
배송	아이스팩