

Rabbit Anti-Mouse Cd83 단클론항체 (Fc용) - O88324

품목 번호: CM0005959

소개

마우스 CD83를 표적으로 하는 로 접합된 토끼
단클론항체로, 유세포분석법에 대해 검증되었습니다.
수지상세포 프로파일링 및 면역 반응 연구에
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD83 mAb
비고/별칭	mCD83
종	마우스
유전자 ID (인간)	9308
유전자 ID	12522
면역원	마우스 CD83 (NP_033986.1)의 아미노산 22-133에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	O88324
단백질 분자량	21KDa
배송	아이스백