

유세포 측정용 토끼 항마우스 Cd83 단클론 항체 - O88324

품목 번호: CM0012080

소개

마우스 CD83에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정에 대해 검증되었습니다. 본 항체는 세포외 도메인을 표적으로 하며 마우스 샘플의 면역 세포 프로파일링 및 CD83 발현 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD83 mAb
비고/별칭	mCD83
종	마우스
유전자 ID (인간)	9308
유전자 ID	12522
면역원	마우스 CD83 (NP_033986.1)의 아미노산 22-133에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	O88324
단백질 분자량	21KDa
배송	아이스백