

유세포 분석용 토끼 항마우스 CD83 단클론 항체 - O88324

품목 번호: CM0012300

소개

마우스 CD83에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 수지상 세포와 림프구에서 발현되는 면역 조절에 관여하는 막횡단 당단백질인 CD83을 검출합니다. 오직 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD83 mAb
비고/별칭	mCD83
종	마우스
유전자ID (인간)	9308
유전자ID	12522
면역원	마우스 CD83 (NP_033986.1)의 아미노산 22-133에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	O88324
단백질 분자량	21KDa
배송	아이스 팩